

## Physiored



POTENZA COMPLESSIVA: 2400W - 230V - 10A (presa standard / standard socket) DIMENSIONI: 137

cm x 250 cm H. 170 cm

Sensore cardiofrequenzimetro: 2 maniglie autoalimentate

Servizio: Temporizzato / Timed (40 minuti massimo)

**Connessione Wifi** 

MADE IN ITALY







Physiored è un sistema tecnologico per il dimagrimento. Permette di esercitare attività fisica cardiovascolare in soglia aerobica. Il ciclo ergometro a controllo computerizzato e la corretta posizione del corpo sul sedile anatomico riducono gli sforzi dell'attività fisica di resistenza sulla schiena, anche, ginocchia, caviglie.

È in grado di regolare lo sforzo in funzione del livello di allenamento con controllo del battito cardiaco. È adatta sia per un atleta molto allenato che per chi desidera ottenere nel tempo il massimo risultato con sforzo limitato. Grazie alla campana mobile, che emette luce e calore, è possibile il posizionamento nelle zone specifiche da trattare.

Uno schermo grafico ad alta definizione consente di visualizzare in ogni momento tutte le funzioni del sistema.



Visione messaggi su display grafico a colori con interfaccia grafica gestione delle funzioni

Campana mobile attrezzata con infrarossi a più livelli di potenza e selezione zone da trattare

Poltrona posturale con regolazione elettrica della posizione e inclinazione schienale

Cardiofrequenzimetro con sensore di controllo della frequenza cardiaca

Controllo velocità e numero di pedalate

ciclo ergometro computerizzato e freno elettromagnetico regolabile

Controllo e impostazione del tempo di seduta

Ventilazione utente regolabile e confort air a fine sessione

Schermo multimediale di intrattenimento





Facilita la metabolizzazione degli acidi grassi e consente l'irraggiamento di luce e calore sulle zone corporee ricche di panniccoli adiposi.





**Azione** 

**Tonificante** 



Elimina le

Tossine

Risultati

Duraturi



Migliora la circolazione cardiovascolare in seguito all'attività aerobica.



Aumenta e definisce la massa muscolare ed in particolare i muscoli dei glutei.



Riduce la

massa grassa.



Potenzia la

massa magra.



Annula produzione di acido lattico.



Combatte la cellulite.

Dispone di lampade IR che emettono luce e calore.

La regolazione elettronica della sedile ottimizza la postura durante il trattamento.

## Physiored



## ELECTION

Durante l'attività aerobica è necessario mantenere la frequenza cardiaca all'interno della cosiddetta "fascia ideale di allenamento". Il cardiofrequenzimetro ne rileva la frequenza ed invia l'informazione al computer, che controlla lo sforzo necessario per ottenere un'attività dimagrante con recupero della tonicità muscolare.

I programmi vengono eseguiti in pieno relax con un'ottima ventilazione corpo e la visione di Video di intrattenimento.

